

## 最新型のリード・マイハートに交換のご案内

2013年6月以前にリード・マイハート(RMH2.0)をご購入頂いたお客様にご案内申し上げます。  
今後 Windows 8 や 10 でデータ管理される場合、本体内部基盤を取り換える必要があります。  
又、USB ドライバーも改めてインストールし直す必要もあります。

- 今お使いの商品を Windows 8/10 対応の New タイプに有償交換致します。

### 【交換手順】

- ① 弊社まで交換ご希望の旨をお知らせ下さい。(お電話か Web サイトより)
- ② お手元にある商品を弊社までご返却下さい。(着払いで結構です)
  - ・送付先：〒140-0013 東京都品川区南大井 1-20-17 マルイト南大井ビル3F  
株式会社トライテック 最新型交換係 宛て  
TEL：03-5767-9831
- ③ 交換器代を下記銀行口座にお振込み下さい。  
尚、恐れ入りますが振込手数料はご負担願います。

・リード・マイハート交換器代金；¥13,000/台（税込価格）

※振込銀行；三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店

口座名；株式会社トライテック

口座番号；普通預金 4742979

- ④ 上記手続きの確認が取れ次第、New タイプ一式を送付させていただきます。

※ 今までお使いの商品と新たにご購入頂く商品とは、法定表示記載内容に違いがあります。  
RMH 本体の転送データを最新 OS が受け入れ可能になった事以外は、本体の機能に違いはありません。

- New タイプ一式には Windows 8 や 10 対応の CD-ROM が付属されています。  
既に旧バージョンのソフトウェアや USB ドライバーがインストールされている場合は、  
下記手順に従って最新バージョンをインストールし直して下さい。

### 【乗せ替え方法】

- ① PC から『ReadMyHeart Software』をアンインストールします。
- ② 『PL2303 USB - to - Serial』もアンインストールして下さい。
- ③ 新しい CD-ROM を使ってインストールし直して下さい。

尚、USB ケーブルは従来品も使用できます。

今後とも、ご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2016年2月吉日